



PRIMA DENTAL

by  angelus®

Catálogo



PRECISÃO NOS MÍNIMOS DETALHES

Da união de duas grandes empresas mundiais – a **Angelus Ind. de Produtos Odontológicos S.A.**, empresa brasileira referência em inovação para produtos odontológicos, juntamente com o **Grupo Prima Dental**, empresa inglesa líder mundial em brocas na indústria odontológica – nasce a **Angelus Prima Dental Ltda.**

Primeira indústria a fabricar brocas carbide na América Latina, especialmente para oferecer ao mercado produtos com corte mais efetivo que facilitam o trabalho, dando poder ao Dentista, fazendo-o confiante, fazendo-o melhor, tornando-o único!

Sobre a Angelus

Desde a fundação da empresa, em 20 de setembro de 1994, em Londrina/PR, Brasil, o foco dos nossos negócios sempre foi a busca por soluções em Odontologia com base científica e tecnológica.

Tendo a inovação como meta, investimos grande parte dos nossos recursos na área de Pesquisa e Desenvolvimento e crescemos num estreito relacionamento com o setor acadêmico, técnico e científico.

Atuamos em todo o território nacional e estamos presente em mais de 80 países nos 5 continentes.

Com orgulho de sermos reconhecidos como uma empresa inovadora, acreditamos que impossível é o que ainda não foi tentado, por isso, a cada dia buscamos fazer diferente e melhor a fim de alcançarmos a grande missão de gerar sorrisos saudáveis.

Sobre o Grupo Prima Dental

Com sede em Gloucester, Inglaterra, somos líder mundial na produção de instrumentos odontológicos de precisão há 150 anos! Utilizamos os mesmos equipamentos suíços das melhores fábricas de relógios do mundo, garantindo qualidade consistente em todos os momentos do processo produtivo.

Nos orgulhamos por combinar a nossa história no mercado odontológico, com nossa visão de futuro inovadora para produzir produtos da mais alta qualidade e valor.

Acreditando nesta parceria importante, levamos para o Brasil e América Latina o que há de melhor na fabricação do Reino Unido...

Sobre a Angelus Prima Dental


...e em Outubro de 2015, afirmando o DNA inovador de ambas empresas, inauguramos nossa nova unidade de negócios em uma *joint venture* entre **Angelus** e **Prima Dental**, formando a **Angelus Prima Dental Ltda.**, sendo assim, a primeira indústria a fabricar brocas carbide na América Latina. Um momento histórico para a Odontologia brasileira.

Uma Broca Única. Para um Super Dentista!



Assista ao vídeo institucional.

SUMÁRIO



PREDATOR TRANSMETAL

As brocas Predator Transmetal cortam mais rápido e com mais precisão do que as brocas transmetais comuns.

Elas são mais resistentes, afiadas e duráveis do que a maior parte das brocas disponíveis no mercado, com uma concentricidade única. Sua fabricação envolve a mais nova tecnologia em equipamentos suíços de alta precisão.


Essa tecnologia faz com que as brocas Predator sejam um dos instrumentos mais sofisticados da Odontologia.

● disponível em embalagem com 01 unidade.



Promove corte mais rápido com menor vibração do que outras do mercado


Fabricadas em puro Carbetto de Tungstênio, garantindo maior resistência e menor vibração no corte




Assista ao vídeo demonstrativo.



1.1 CILÍNDRICA DE PONTA ARREDONDADA E CORTE CRUZADO



Assista ao vídeo comparativo da broca Predator TR2T e seus concorrentes




Assista ao vídeo comparativo da broca Predator TR3T e seus concorrentes



1.2 CILÍNDRICA DE PONTA ARREDONDADA E CORTE LISO



1.3 CILÍNDRICA DE PONTA ARREDONDADA E CORTE HÍBRIDO



Predator TRDX


Com a exclusiva broca Predator TRDX é possível realizar a remoção de coroas com uma única broca resultando em ganho de tempo e economia de material.

PREDATOR ACCU-PREP PARA PREPARO CORONÁRIO

As brocas Predator Accu Prep são únicas no mercado nacional desenvolvidas para preparo coronário, tendo como vantagem, quando comparadas às pontas diamantadas convencionais, um acabamento preciso das margens do preparo e um menor aquecimento da estrutura dental, além de otimizar o tempo clínico através da excelente performance de corte.

Fabricadas com equipamentos e matérias primas que garantem qualidade, performance e durabilidade à brocas Angelus Prima, proporcionando uma maior eficiência e agilidade para o dia a dia clínico.

● disponível em embalagem com 01 unidade.



CONHEÇA NOSSO GUIA DE COMPRA

Com ele você consegue verificar a disponibilidade dos nossos modelos de broca.



PDF

Acesse aqui.



CIRÚRGICAS

As brocas Cirúrgicas Angelus Prima são reconhecidas por sua resistência, durabilidade e design avançado.

Essas brocas cobrem uma série de aplicações na clínica cirúrgica diária, implantodontia, traumatologia e cirurgia bucomaxilofacial.



6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos

Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas

● disponível em embalagem com 01 unidade.

3.1 ESFÉRICA

	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
FG CIR. (25 MM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CA CIR. (26 MM)			●		●	●	●		●

3.2 ESFÉRICA DE PREPARO CAVITÁRIO

	2	4	6	8
FG CIR. (25 MM)				
CA CIR. (26 MM)	●	●	●	●

3.3 CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO

	556	557	558	559	560
FG CIR. (25 MM)	●	●	●	●	●
CA CIR. (26 MM)		●	●		

3.4 CÔNICA DE CORTE CRUZADO

	700	701	702	703
FG CIR. (25 MM)	●	●	●	●
CA CIR. (26 MM)	●	●		

3.5 CILÍNDRICA DE PONTA ARREDONDADA E CORTE CRUZADO

	1557	1558
FG CIR. (25 MM)	●	●
CA CIR. (26 MM)	●	

3.6 LINDEMANN



3.7 LINDEMANN DE CORTE CRUZADO



Lindemann
Brocas especialmente adaptadas para trabalho em estrutura óssea e lâminas desenhadas para facilitar a remoção de resíduos.



Assista ao vídeo demonstrativo.


3.8 CÔNICA



3.9 CÔNICA DE CORTE CRUZADO



3.10 CÔNICA ZEKRYA



Zekrya
Lâminas especiais, indicadas para sectionar dentes impactados, separar raízes e remover raízes fraturadas com alta performance e mínima vibração.




Assista ao vídeo demonstrativo.

3.11 ESFÉRICA



3.12 ESFÉRICA DE PESCOÇO LONGO



3.13 CÔNICA DE PONTA ARREDONDADA E CORTE CRUZADO




3.14 CÔNICA DE CORTE CRUZADO E PESCOÇO LONGO



ENDODÔNTICAS

A mais avançada tecnologia aplicada no desenvolvimento das brocas Endodônticas Angelus Prima permite um acesso endodôntico rápido, preciso e seguro.

Produzidas em estrutura sólida de Carbetto de Tungstênio, elimina vibrações e diminui o tempo operatório.



Ausência de corte na extremidade. Ponta segura, sem risco de acidentes

Lâminas de corte especialmente desenvolvidas para diminuir o tempo operatório

● disponível em embalagem com 01 unidade.

4.1 CÔNICA DE PONTA SEGURA ENDO Z




FÁCIL MANUSEIO FÁCIL ARMAZENAGEM AUTOCLAVÁVEL

Para brocas únicas, também tivemos o cuidado de desenvolver uma embalagem única.

Broqueiro Autoclavável

Capacidade para 7 brocas



Assista ao vídeo demonstrativo.



ACABAMENTO E REFINAMENTO

A tecnologia de ponta no design das brocas Multilaminadas Angelus Prima permite o melhor acabamento e refinamento de materiais restauradores.

Acabamento (10 ou 12 lâminas) - Nas formas ideais para acabamento de compósitos, amálgama e esmalte. Garante um corte controlado para um acabamento suave. Com ponta segura, evita o trauma da gengiva durante os procedimentos operatórios;

Refinamento (30 lâminas) - Permite um acabamento mais suave, sendo ideal para uso em cerâmicas e compósitos.




Ângulos de hélice exclusivos que permitem um acabamento superficial mais liso

Especialmente desenhada para acabamento e refinamento de materiais restauradores

● disponível em embalagem com 01 unidade.

5.1 ESFÉRICA (12 LÂMINAS)



5.2 CHAMA (12 LÂMINAS)



5.3 CÔNICA LONGA (12 LÂMINAS)



5.4 PERA (12 LÂMINAS)




5.5 OVAL (12 LÂMINAS)




5.6 INTERPROXIMAL (12 LÂMINAS)




5.7 CÔNICA PONTIAGUDA (12 LÂMINAS)




5.8 CÔNICA DE PONTA ARREDONDADA (12 LÂMINAS)




5.9 CÔNICA DE PONTA RETA (12 LÂMINAS)




5.10 BALA (12 LÂMINAS)




5.11 AGULHA (12 LÂMINAS)




5.12 CHAMA LONGA (12 LÂMINAS)



5.13 CHAMA CURTA (12 LÂMINAS)




5.14 CILÍNDRICA (12 LÂMINAS)






5.25 AGULHA (30 LÂMINAS)




PONTA SEGURA (AUSÊNCIA DE CORTE NA PONTA)


5.26 CILÍNDRICA PONTIAGUDA DE PONTA SEGURA (10 LÂMINAS)




5.27 BOLA DE PONTA SEGURA (12 LÂMINAS)



5.28 CILÍNDRICA PONTIAGUDA DE PONTA SEGURA (30 LÂMINAS)



5.29 BOLA (30 LÂMINAS)



ORTODÔNTICAS

As brocas Ortodônticas Angelus Prima foram desenvolvidas para remoção de adesivos sem danificar o esmalte dental.

A forma de suas pontas e a geometria de suas lâminas permitem uma remoção suave e sem vibração, proporcionando um acabamento e refinamento perfeitos.



Desenvolvidas para remoção de adesivos e cimentos ortodônticos sem danificar o esmalte dental

Rotação com baixa vibração e pressão, gerando mínimo aquecimento

● disponível em embalagem com 01 unidade.

6.1 MULTILAMINADA (8 LÂMINAS)

	1171	1171 ½	1172	169L	699L*
FG (19 MM)	●	●	●	●	●
CA (22 MM)	●	●	●	●	
PM (44,5 MM)				●	

*corte cruzado

6.2 MULTILAMINADA DE PONTA SEGURA (12 LÂMINAS)


	379PS	22PS
FG (19 MM)	●	●
CA (22 MM)	●	●
PM (44,5 MM)		

6.3 MULTILAMINADA (12 LÂMINAS)

	7006	7205	7642	7664	7901	7902	7903	B1	274-016	48L-010	48L-012
FG (19 MM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CA (22 MM)	●										
PM (44,5 MM)											

6.4 MULTILAMINADA (18 LÂMINAS)

	118	218	118L
FG (19 MM)	●	●	●
CA (22 MM)			
PM (44,5 MM)			



Assista ao vídeo demonstrativo.

OPERATÓRIAS

As brocas Operatórias Angelus Prima são desenhadas, fabricadas e finalizadas para ter a mais alta resistência, performance e durabilidade.

Produzidas em puro Carbetto de Tungstênio, sem ponto de soldagem, proporciona uma melhor concentricidade e menor vibração.

Essa tecnologia de fabricação garante um corte mais eficiente e mais suave.

As brocas operatórias estão disponíveis nos modelos FG (alta rotação), CA (contra-ângulo) e PM (peça de mão).

● disponível em embalagem com 01 unidade.



Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura

Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão e alteração de corte

7.1 CONE INVERTIDO

	33½	34	35	36	37	38	39	40	41
FG (19 MM)	●	●	●	●	●	●	●		
FG PED. (16 MM)	●	●	●						
CA (22 MM)	●	●	●	●	●	●	●		
PM (44,5 MM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

7.2 ESFÉRICA

	¼	½	1	2	3	4	5	6	7	8	10
FG (19 MM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FG PED. (16 MM)				●				●	●		
CA (22 MM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PM (44,5 MM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



7.3 ESFÉRICA DE PREPARO CAVITÁRIO

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FG (19 MM)					●				
CA (22 MM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●


7.4 RODA



7.5 PREPARO DE AMÁLGAMA



7.6 PERA



7.7 PERA DE CABEÇA LONGA




7.8 CILÍNDRICA DE CORTE LISO



7.9 CILÍNDRICA DE CORTE LISO E CABEÇA LONGA



7.10 CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO



7.11 CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO E CABEÇA LONGA



7.12 CÔNICA



7.13 CÔNICA DE CABEÇA LONGA

	169L	170L	171L
FG (19 MM)	●	●	●
FG PED. (16 MM)			
CA (22 MM)	●		
PM (44,5 MM)	●	●	

7.14 CÔNICA DE CORTE CRUZADO

	698	699	700	701	702	703	704
FG (19 MM)	●	●	●	●	●	●	
FG PED. (16 MM)							
CA (22 MM)			●	●	●		
PM (44,5 MM)	●	●	●	●	●	●	●

7.15 CÔNICA DE CORTE CRUZADO E CABEÇA LONGA

	699L	700L	701L	702L
FG (19 MM)	●	●	●	●
FG PED. (16 MM)				
CA (22 MM)				
PM (44,5 MM)	●		●	●

7.16 CILÍNDRICA DE PONTA ARREDONDADA

	1156	1157	1158	1159
FG (19 MM)	●	●	●	●
FG PED. (16 MM)				
CA (22 MM)		●		
PM (44,5 MM)				●

7.17 CILÍNDRICA DE PONTA ARREDONDADA E CORTE CRUZADO

	1556	1557	1558	1559
FG (19 MM)	●	●	●	●
FG PED. (16 MM)				
CA (22 MM)				
PM (44,5 MM)		●	●	●

7.18 CÔNICA DE PONTA ARREDONDADA E CORTE CRUZADO

	1700	1701	1702
FG (19 MM)	●	●	
FG PED. (16 MM)			
CA (22 MM)			
PM (44,5 MM)		●	●

7.19 CORTE FINAL

	957	958
FG (19 MM)	●	●
FG PED. (16 MM)		
CA (22 MM)		
PM (44,5 MM)		

Dentistas enfrentam desafios todos os dias.
Cada atendimento nos desafia
e cada novo procedimento traz grandes tarefas.
Não é fácil enfrentar estas jornadas todos os dias.
Cada situação exige um grande conhecimento da nossa parte,
anos de experiência e um amplo conjunto de habilidades.
Mas o maior de todos os dentistas não pode fazer isso sozinho.
Não é possível fazê-lo de mãos vazias.
Precisamos de uma grande ferramenta.
Para nós, uma grande ferramenta
é tão importante como uma mão habilidosa.
Para nós, uma grande ferramenta
é tão importante como anos de estudo.
E é a chave para a confiança e precisão.
A broca ideal é como uma faca.
A broca ideal é como uma espada.
A broca ideal deve cortar.
A broca ideal deve durar.
A broca ideal deve oferecer poder ao dentista.
A broca ideal deve fazê-lo confiante.
A broca ideal deve fazê-lo melhor.
A broca ideal deve torná-lo único.

UMA BROCA ÚNICA. UM SUPER DENTISTA.

www.angelusprima.ind.br

Angelus Prima Dental Ltda.
Rua Waldir Landgraf, 101 - Unidade II - Lindóia
CEP 86031-218 - Londrina - PR - Brasil

Atendimento ao consumidor
0800 727 3201